


ユーザー様各位

## プラスチック肛門鏡 製品仕様変更のお知らせ


平素より弊社製品をご愛顧賜り、誠に有難う御座います。

この度、ユーザー様からのご要望にお応えし、**プラスチック肛門鏡の固定部の仕様変更を行ない、グリップへの取付方法が従来品より簡単になりました。**

### 【変更点】



### 【グリップへの肛門鏡の取付方法】



従来の白いプラスチックネジをまわして固定する手間がなくなり、**肛門鏡をグリップにまっすぐ差し込むだけで黒いゴムにより固定することが出来ます。黒いゴム部品をまわす等の操作は必要ありません。**

グリップから肛門鏡を取り外す際は、肛門鏡をまっすぐ引き抜いてください。

※ なお、今回の仕様変更に伴ない、従来の白いネジで固定するタイプの製品の製造は中止させて頂きましたのでご了承下さい。

【製品についてのお問合せ】

株式会社 荒川製作所

TEL 03-5888-6855